

ГЕЛ X Орален спрей

Лечение на симптоми свързани с орален мукозит.

Оралният мукозит и стоматит са възпаления на устната кухина, обикновено придружени от еритематозни лезии и понякога от язвени поражения, които са толкова болезнени, че затрудняват дъвченето и гълтането.

Гел X орален спрей действа механично, чрез прилепване към лигавицата на устната кухина. Показан е за овладяване и облекчаване на болката и успокояване на наранявания, причинени от химиотерапия и/или лъчетерапия. Не съдържа алкохол.

Указания за употреба: Махнете капачката и поставете накрайника. Насочете накрайника към лезията в устата и напръскайте три пъти. Използвайте три пъти на ден. Избягвайте приема на твърди или течни храни, в продължение на поне един час след всяко приложение.

Състав: Вода, Натриев захарин, ПВП, Таурин, Цинков глюконат, ПЕГ-40 хидрогенирано рициново масло, Пулулан, Аромат. Не използвайте ГЕЛ X, ако имате известна алергия към някоя от съставките.







Предупреждения и предпазни мерки: Не използвайте ГЕЛ X, ако опаковката е отворена или повредена. Затворете бутилката след употреба. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Да се съхранява под 30 °С, далеч от източник на топлина.



BMG Pharma Srl, Via F. Confalonieri 29, 20124 Milan, Италия.

Дистрибутор Ferrer Internacional S.A.
Представител за България Унифарма ЕООД
ул. Хан Тервел 7, 1517 София

CE0476

 30°	Да се съхранява под 30 °С
	Партиден номер
	Годен до:
	„CE” маркировка от нотифициран орган 0476
	Преди употреба прочетете листовката
	Производител

ГЕЛ X Орален гел

Лечение на симптоми свързани с орален мукозит.

Оралният мукозит и стоматит са възпаления на устната кухина, обикновено придружени от еритематозни лезии и понякога от язвени поражения, които са толкова болезнени, че затрудняват дъвченето и гълтането.

Гел X действа механично, чрез прилепване към лигавицата на устната кухина. Показан е за овладяване и облекчаване на болката и успокояване на наранявания, причинени от химиотерапия и/или лъчетерапия. Също така може да се използва за профилактика преди химиотерапия и/или лъчетерапия за защита на устната лигавица.

Гел X е лепкав гел създаден за лечението на разранявания на устната лигавица. Той образува защитен филм, който прилепва към мукозната повърхност, предпазвайки я от допълнително дразнене и помага за бързо облекчение на болката. Гел X притежава и отлично овлажняващо действие.

Указания за употреба: Изплакнете устата с 15 ml от продукта в продължение на поне 1 минута, за да се получи контакт между продукта и лигавицата на устната кухина и да се образува защитен филм. Избягвайте приема на твърди или течни храни, в продължение на поне един час след всяко приложение. Използвайте 2/3 пъти на ден.

Готов за употреба.

Състав: Вода, ПВП, Таурин, Цинков глюконат, ПЕГ-40 хидрогенирано рициново масло, Натриев захарин, Натриев хидроксид, Аромат. Не използвайте ГЕЛ X, ако имате известна алергия към някоя от съставките.







Предупреждения и предпазни мерки: Не използвайте ГЕЛ X, ако опаковката е отворена или повредена. Затворете бутилката след употреба. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Да се съхранява под 30 °C, далеч от източник на топлина.



BMG Pharma Srl, Via F. Confalonieri 29, 20124 Milan, Италия.

Дистрибутор Ferrer Internacional S.A.
Представител за България Унифарма ЕООД
ул. Хан Тервел 7, 1517 София

CE0476

 30°	Да се съхранява под 30 °C
	Партиден номер
	Годен до:
	„CE” маркировка от нотифициран орган 0476
	Преди употреба прочетете листовката
	Производител